

TANITA Health Link

健康管理アプリ 「HealthPlanet (ヘルスプラネット) -使い方ガイド



<令和7年度>



HealthPlanet



※本事業は、株式会社タニタヘルスリンクに委託して実施しています。

目次

まいにちスタンプ

バッジコレクション

健康ドリル



生活習慣の改善

アプリの基本操作・使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.3
アプリの基本操作	
体組成・血圧測定時の「会員QRコード」使用方法	
グラフを見る・データを見る	
アンケートに回答する	
ポイントの確認・交換方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.8
主なコンテンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.16
<u>ウオーキングラリー</u>	
ミライフ(AIによる健診結果のデータ解析)	
健康シフトプラン	

「お友だち紹介」機能

健康お役立ち情報(タニタ健康コラム/タニタ社員食堂レシピ/健康ショートドラマ)





🗻 データの記録・確認

※ 本ガイドに掲載しているディスプレイ(表示画面)は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称・ 操作手順が一部異なる場合があります。



アプリの基本操作・使用方法

アプリの基本操作



ログイン後のホーム画面と基本操作についてご説明します。


「更新」ボタン

画面左上部にある「**更新」ボタン**を タップすると、アプリ内で保持してい る歩数データ等が更新されます。

> 7日間に最低1回の データ更新を推奨します

「プロフィール」アイコン

画面右上の「プロフィール」アイコンをタップすると、プロフィールの編集や各種設定、「会員QRコード」の表示ができるほか、「お知らせ(配信情報)」や連携サービス、サポート情報(このアプリの使い方など)を確認することができます。



☆ ホーム画面のカスタマイズ

<u>アイコンをタップして</u> 画面を切り替え

「データを入力」「グラフを見る」「データを 見る」「会員QRコード」「ポイント」「コンテ ンツ」のアイコンをタップして、それぞれの画 面に切り替えることができます。

* 左右にスワイプすると、すべてのアイコンを確認することできます。

目標設定

体重・歩数の目標値を設定できます。

ホーム画面のカスタマイズ

画面を下方にスワイプして最下部にある 「ホーム画面のカスタマイズ」をタップすると、 ホーム画面の表示項目を自分の目的や 好みに合わせて変更することができます。

体組成・血圧測定時の「会員QRコード」使用方法



1

健康管理アプリ「HealthPlanet」を開き、ホーム画面上のタブから ⇒「会員QRコード」をタップします







2 「会員QRコード」画面をQRコードリーダーにかざして読み取らせ、アナウンス が流れたら測定できます

スマホの画面(会員QRコード)をQRコードリーダーのカメラにかざして読み取らせます。「準備が整いました。測定できます」のアナウンスが流れたら、測定できます。



準備が 整いました 測定できます

「会員QRコード」画面はしっかり読み取らせましょう(3秒程度)「ピッ」という音の後に「ピピッ」と音が鳴ればOKです!

3

各種測定方法はこちら ・・・・・・・・・・・・・・





測定スポット

- 氏家保健センター
- 喜連川保健センター
- まちなか保健室 さくら
- 道の駅 きつれがわ


市内に設置された測定スポットでは、アプリと自動連携した体組成計や血圧計で測定ができます。



グラフを見る/データを見る



記録したデータはグラフ表示されるので変化の推移が一目で分かります。 目標設定をして健康管理にお役立てください。



アンケートに回答する




以下の手順に従って、**アンケート**へのご回答をお願いします。 アンケートの実施は、お知らせで通知いたします。

1 ホーム画面の「コンテンツ」>「アンケート」よりご覧いただけます。



2 アンケート画面が表示されます。 **以降は、画面に表示される案内に従って、ご回答をお願いします。**







ポイントの確認・交換方法

ポイントを確認する



獲得したポイントは、以下の手順で確認することができます。

- 1 ホーム画面の**「ポイント」**をタップします。
- 2 現在の獲得ポイントが表示されます。 ポイント部分をタップすると、ポイントの 獲得履歴や交換履歴を確認できる 画面に変わります。



3 ポイントの**獲得履歴・交換履歴**を確認できます。





獲得したポイントは、以下の手順で確認することができます。

- 1 ホーム画面の**「ポイント」**をタップします。
- 2 現在の獲得ポイントが表示されます。 ポイント部分をタップすると、ポイントの 獲得履歴や交換履歴を確認できる 画面に変わります。



3 ポイントの**獲得履歴・交換履歴**を確認 できます。



3 該当する商品を選択しましょう。





4 交換するポイント数を指定し、 「確認画面へ」をタップします。




6 ポイントの応募完了です。



5 交換するポイント数を確認し、 「**交換する」**をタップします。



7 当選の場合にのみ、翌月10日に URLが記載されたお知らせがPUSH 通知で届きますのでURLをタップします。




[※] ディスプレイ(表示画面)は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称・操作手順・ポイント交換の諸条件等が異なる場合があります。



シリアルコードを入力し、プライバシーポリシーに同意の上「次へ」ボタンをタップします。

9 交換したい銘柄を選択し 「次へ」ボタンをタップします。






選択した銘柄をご確認の上、「**認証する」**ボタンを押してください。 認証方法は銘柄ごとに異なりますので、画面の案内に従ってお進みください。 各種ギフトコードを選択した場合は「**交換する」**ボタンが表示されます。 「**交換する」**ボタンを押下すると、すぐに交換完了します。



[※] ディスプレイ(表示画面)は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称・操作手順・ポイント交換の諸条件等が異なる 場合があります。

さくら市在住で <u>マイナンバーカー</u>ド所有のヵ





マイナンバーカードのご利用で、 翌月<mark>***ポイント獲得</mark>できます!

※R8年2月分は、翌年の初月に付与いたします。

お手元にご用意ください

マイナンバーカードによる公的個人認証を利用するためには、事前に、以下のご準備をお願いいたします。



- 1 マイナンバーカード
- ② マイナンバーカード発行時にご自身で登録した 署名用パスワード (英数字6桁から16桁)

3 該当する商品を選択しましょう。



翌月、***ポイント獲得できます!//

こちらの 「マイナンバーカードをお持ちの方」 を選択してください

※「さくら市在住でマイナンバーカード未所有」「さくら市市外 在住でさくら市在勤」の方は対象外となります。マイナンバーカード認証不要の電子マネーを選択してください。

[※] ディスプレイ(表示画面)は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称・操作手順・ポイント交換の諸条件等が異なる場合があります。

さくら市在住で マイナンバーカード所有の方




- 以下の「本人確認・登録」画面が表示されたら、画面の案内に従って、本人確認サービス 4 利用規約に同意いただいたうえで、英数字6桁~16桁の署名用パスワード(*)を 入力します。次に、スマートフォンの裏面上部を**マイナンバーカード**とあわせて **「読み取り開始」**をタップして、スキャン(読み取り)を完了させてください。
- * 署名用パスワードは、マイナンバーカード受け取り時に市区町村等の窓口で設定した「**署名用電子証明** 書パスワード」のことをいいます。5回連続で誤入力するとパスワードにロックがかかります。





- パスワード入力から読み取り完了までスマートフォンとマイナンバーカードをピッタリあてつづけてください。
- 読み取りが完了するまでに、5秒以上かかる場合があります。



- カバー類を外すと読み取りやすくなる場合があります。反応が悪い場合はカバーを外してお試しください。
- 充電やイヤホン等のケーブルは、はずしてください。
- Androidの場合は、NFC/おさいふケータイの機能をONにしてください。



万一、パスワードにロックがかかった場合は、下記の「よくあるご質問」に アクセスのうえ、対処方法をご確認ください。

●よくあるご質問

O:「パスワードがロックしているため、パスワードを変更できませんでした。 お住まいの市区町村の窓口でロック解除を行ってください。」というメッセージ が表示されます。対処方法を教えてください。

https://faq.myna.go.jp/faq/show/2356?site_domain=default



- ※端末やOSのバージョンによって、画面の表示や操作が一部異なる場合があります。
- ※ ディスプレイ(表示画面)は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称・操作手順・ポイント交換の諸条件等が異なる 場合があります。

〜 さくら市在住で <u>マイナンバーカー</u>ド所有のヵ




閉じる

P

サービス詳細

マイナンバーカードから取得した**本人情報** (氏名・住所・生年月日・性別) の内容を 確認し「上記の内容を送信する」をタップし てください。



- ※事業参加資格(対象自治体在住有無)に満たない場合は、ポイント交換手続きに進むことができません。
- ※マイナンバーカードに登録している氏名(漢字) と異なると認証できません。
 - 6 交換するポイント数を確認し、 「**交換する」**をタップします。
- 7 ポイントの応募完了です。

に移動します。





を換するポイント数を指定し、 「確認画面へ」をタップします。

ポイント交換

ます!

P 500 P~

すべてのポイントを交換する

500P →1 □

【さくら市にお住まいの方】 マイナンバーカードをお持ち の方。マイナンバーカード利

用で来月のポイント獲得でき

さくら市健康ポイント

500

戻る

交換レート

※ ディスプレイ (表示画面) は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称・操作手順・ポイント交換の諸条件等が異なる場合があります。



主なコンテンツ

ウオーキングラリー

※ 掲載のコース・ディスプレイ(表示画面)は解説用の イメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・ 名称が一部異なる場合があります。



◆ 期間内にゴールを目指して、みんなで歩数を競おう!

期間内に参加者同士で歩数を競い合います。



ウオーキングラリーとは?

「ウオーキングラリー」は、「ヘルスプラネット」から データ送信されたあなたの毎日の歩数をもとに、 参加者とランキングで競争しながら国内外の名 所旧跡(チェックポイント)をWEB上で巡る期 間限定イベントです。



イベント期間中は、 最低でも7日間に1回の データ送信をしましょう。

「ウオーキングラリー」において、歩数データは過去 10日分までを集計対象としており<u>11日以前のデータは**集計対象外**となります</u>。最低でも7日間に1回はデータ送信することを推奨します。

歩数計アプリ 「ヘルスプラネットウォーク」 をお使いの方へ





画面下部のナビゲーションに表示されている「イベント」 (足あとのマーク) をタップ すると「ウオーキングラリー」の ページを確認することができます。



通過地点ごとに 画像が変わる!

いつものコースや近所 の買い物・お散歩コ ースを歩きながら、ま るで名所めぐりをして いる気分に。



あなたの現在のランキングや 平均歩数、達成率をチェックで きます。順位がわかるので仲間 と競争を楽しめます!



29,962歩/187,495歩



17位/99位

合計步数 29,962 歩

順位あなた

ランキング

第1区間 16.1km 23,060歩	~
① 浪士組 京へ 0.0 km 0 歩	
② 三条大橋 1.6 km 2,347 歩	





ミライフ (1/3)



◆ 健診データと生活習慣データで AIがあなたの将来の健康リスクを予測!

健康診断と生活習慣データから将来の健康リスクをAIが予測。現在の生活習慣が引き起こす影響をわかりやすく「見える化」し、一人ひとりの健康リスクに備えた生活習慣の改善方法を提案します。

生活習慣病予防支援サービス





現状分析

生活習慣が与える影響を イラストやアイコンで わかりやすく「見える化」!



将来予測

一人ひとりの健康リスクに備えた 生活習慣の改善方法を提案

予防方法





- *「ミライフ」のAI予測は病気を診断するものではありません。
- *「ミライフ」は、医師や保健師などの医療関係者の管理下でご使用ください。
- * 「ミライフ」から導き出された将来の健康リスクに不安を感じたり、通院や投薬を受けている場合は、必ず主治医や保健師などの 医療関係者の指示に従うようにしてください。

画面に表示される案内に沿って入力するだけ!



健診データ入力

まずは健康診断の結果を入力しましょう。



生活習慣のチェック

次に生活習慣についてお答えいただきます。



解析スタート

登録が完了したら「解析」を開始してください。



解析結果を確認

解析結果をご確認いただけます。

ミライフ (2/3)



◆「ミライフ」の使い方

ホーム画面の「コンテンツ」>「健診データ」 をタップして、事前にご自身で健診データの 入力・登録をお願いします。




※ 健診データが登録されると、以下の画面が表示されます。

登録済みの「健診データ」の内容を確認したら、 「データを解析して将来予測」をタップします。





生活習慣アンケートの画面が表示されたら、アンケートに 回答して、内容確認後に「解析する」をタップしてください。



解析がスタートします。 (数分ほどかかる場合があります) 解析が完了したら、自動で解析 結果ページが表示されます。





解析する

ミライフ (3/3)



4 解析結果をご確認いただけます。(画面をスクロールしてご覧ください)



アイコンをタップして、
「健康診断結果」
「生活習慣アンケート結果」
「現状分析」「将来予測」
「予防方法」の各ページを表示することができます。

解析結果の「総括」を表示。 健康診断の結果から優先順位 の高いもの順にアドバイス。



◆「ミライフ」の機能紹介

現在の生活習慣が引き起こす影響をわかりやすく「見える化」。
一人ひとりの健康リスクに備えた、生活習慣の改善方法をご確認いただけます。





生活習慣を点数化

異常値をお知らせし、原因となる 生活習慣を全47タイプに判別



将来 予測



現在の生活習慣を継続した場合の 将来の健康リスクをAIが予測

> 「血圧」「血糖」「脂質」について、 将来のリスク度をレーダーチャー トで表示



予防 方法



を運動・食事など、一人ひとりに必要な改善や継続すべき生活と習慣を表示

保健師や管理栄養士が作成した生活習慣改善に役立つおすすめ動画を表示



健康シフトプラン(1/3)




◆ はじめよう!90日間チャレンジ さまざまなミッションを達成して健康的な生活習慣を身につけよう!

生活習慣における改善目標の設定から定着まで、6種の改善プランをラインアップ。「ミライフ」 のAIが導き出した将来の健康リスクをもとに、顕在化している健康課題だけでなく将来の健康リスクに備えたプランを通じて、生活習慣の改善をサポートします。

生活習慣改善サポートシステム

≤ 健康シフトスラン



顕在化している健康課題改善だけでなく将来の健康リスクに備えた 6種の生活習慣改善プランをラインアップ

血圧が気になる

血糖値が気になる

コレステロール が気になる 体脂肪・中性脂肪 が気になる

健康的な食習慣を 身につけたい 運動習慣を 身につけたい

健康シフトプラン(2/3)



◆「健康シフトプラン」の使い方

ホーム画面の 「コンテンツ」>「健康シフトプラン」 をタップします。



- ※「ミライフ」を実施済みの方は、「ミライフ」解析結果 の「**予防方法」**ページに表示されるバナーをタップし て「健康シフトプラン」へ遷移することも可能です。
- 選んだプランの説明と注意事項を確認し チェックボックスにチェックを入れた後に、 「このプランを選択する」をタップします。

- 1 「健康シフトプラン」のサービス紹介ページが表示されたら 「健康シフトプランをはじめる!」をタップ。 おすすめプランから、あなたが取り組みたいプランを選んで タップします。
- ※「ミライフ」を実施済みの方は、「ミライフ」の現状分析と将来の健康リスク 予測から、おすすめの生活習慣改善プランが**自動提案**されます。



3 画面の案内に従って「健康シフトプラン」をはじめましょう。



- ※ 画面に記載されているチャレンジ開始日の 前日まではプランの変更が可能です。
- ※開始後は90日間のチャレンジ終了まで プランを変更できません。







健康シフトプラン(3/3)



スタート画面が表示されます。(画面をスクロールしてご覧ください) 「ミッションカード」を確認し、達成できそうなものから自由に取り組んでいきましょう。



◆「健康シフトプラン」のミッション紹介

プランの中で実施する「ミッション」には、日々のからだや運動の状態をはかって変化を確認することからはじまり、「**まいにちスタンプ**」や「健康ドリル」を使って生活習慣の振り返りや気づきの質を高めます。自分に合ったプランを選び、ミッション達成に夢中になればなるほど、健康的な生活習慣がどんどん定着していきます!各プランはSTEP1から3まで、3段階にわかれています。

全体の達成率80%を目指し、90日間集中してがんばりましょう!





はかって、ピッと データ送信!

歩数・体組成・血圧データを 「からだカルテ」に記録



押すだけ記録!「まいにちスタンプ」

毎日の栄養バランスや食習慣・運動習慣・睡眠習慣を記録



生涯役立つ知識を! 「健康ドリル」

2 択形式のクイズ問題や小テストで "考える"を何度も繰り返すことで、 知識の定着を促進。 正しい行動とやる気UPに




◆ 日々の食事や運動タスクの実績を簡単に記録できる!

「**まいにちスタンプ**」は、あなたの毎日の食事バランスや食習慣・運動習慣・睡眠などに関する 生活習慣について、スタンプを押すことで記録していく機能です。

細かい数字入力などは必要なく、その日に「食べた食品」や「できたこと」のスタンプを押すだけで簡単に記録できるので、誰でも無理なく続けられます。

ホーム画面の「コンテンツ」>「まいにちスタンプ」よりご覧いただけます。



健康ドリル(1/2)



◆ 生涯役立つ健康知識が、隙間時間で楽しく身につく!

健康に関する情報があふれている世の中。闇雲に情報を得て健康づくりをはじめても、効果が出なかったり、間違った情報を手にしてしまって逆効果になることも。まずは正しい知識を身につけ、無理なく自分のペースで健康づくりを実践することが大切です。

正しい生活習慣を身につけるためには「考える」を繰り返すことが重要です。

「健康ドリル」はそのような思いから作られた学びのコンテンツです。

く先端予防メディカルセンター 高瀬医師・医学博士監修>

ホーム画面の「コンテンツ」>「健康ドリル」よりご覧いただけます。





健康ドリル(2/2)



☆健康ビリル



【健康ドリルのテーマ(全13種)】

- ○生活習慣と病気の知識
- Oフレイル
- 〇食牛活
- ○嗜好品を見直す
- ○身体活動・運動
- ○睡眠と心の健康
- ○□の健康
- ○がん対策
- ○女性の健康
- ○救急と感染症の知識
- ○健康行動を続ける秘訣
- ○健康を支える仕組み
- ○健康経営



「健康ドリル」の使い方



1


学びたいカテゴリーを選択

健康に関するさまざまなカテゴリー(全13種) から学びたいテーマを選択します。

運動の組み合わせと効果

運動の種類には「ストレッチ」「有酸素運 動」「筋力トレーニング(筋トレ)」があ り、得られる効果は違います。では、生活

2



ি健康⊬്IJL 5/5 1 野菜不足を補うために、自宅で調理の際に ひと工夫すると自然と野菜の量が増やせま す。さて、よりオススメの方法は次のうち どちらでしょうか? 口 2 血糖値を適正な状能にするためには、食事 ◆べる順番」を意識する事が有か

3

小テストにチャレンジ!

問題に慣れたら小テストにチャレンジできます。 受けた小テストの結果はすぐに分かるので、 どこが苦手なのか確認できます。

バッジコレクション (1/2)




◆ バッジを集めて、楽しく健康管理!

歩くことで、それぞれのバッジごとに決められたミッションをクリアしてみましょう!目標を達成すると、バッジが獲得できます。また、バッジを獲得すると、各バッジに応じたスターを獲得することができます。たくさんの「スター (★)」を集めると、新しいアルバムを獲得できます。たくさん歩いてコンプリートを目指しましょう!

ホーム画面の「コンテンツ」>「バッジコレクション」よりご覧いただけます。





バッジコレクション (2/2)



◆ バッジを手に入れて、スターを獲得しよう!

バッジを手に入れると、バッジごとに設定された数の「スター (★)」を手に入れることができます。



◆ ミッションを達成してスターを獲得しよう!



健康お役立ち情報



ホーム画面の「**コンテンツ**」より、 以下の3つのコンテンツ(健康お役立ち情報)をご覧いただけます。





タニタ健康コラム

最新のトレンドから基礎知識まで、 さまざまな内容の健康に関する知 識を楽しく習得することが可能です。



閱覧可能!



タニタ社員食堂レシピ

健康的なダイエットや、ご家族の 日々の健康管理にお役立ていた だけます。



毎週5定食分のレシピを 閲覧可能!



健康ショートドラマ

筑波大学大学院教授・久野譜也氏と、 タニタヘルスリンクの管理栄養士・龍口 知子が、目からウロコ、これならやってみ たいと思える、「健康づくりの新常識」を お伝えする新感覚ショートドラマ。



20本以上の動画を 視聴可能!

※ 動画の視聴には大量のデータ(パケット)通信を行うためWi-Fi環境でのご利用を推奨します。

「お友だち紹介」機能



以下の手順に従って、お手続きをお願いします。

- ホーム画面右上の「プロフィール」 **アイコン**をタップします。

 - 参 歩数 3/12(火) **8520** ± ♀ 目標 8000 歩 目標設定
- **「お友だち紹介」**をタップします。



- 「お友だち紹介」ページが表示されたら、画面の案内に従って、 **紹介コードをコピー、または「コードをシェアする」ボタンをタップ**して お友だちに紹介コードを送りましょう。
 - ※お友だち(紹介された人)が紹介コードを入力のうえ、本事業への新規参加登録を 完了させると紹介成立です!
 - 紹介した人・された人両方にそれぞれ【***ポイント】が付与されます。



※上記は「コードをシェアする」ボタンをタップしてLINEからシェアする場合の例

